



2009年7月13日

エム・シー・メディカル株式会社

News Release

<http://www.mcmed.co.jp>

**オリジナル・ディスポ商品「Mアーム」と  
医療用具専用洗剤「MCクリーン」を発売**

エム・シー・メディカル株式会社（本社所在地：東京都新宿区、社長：木村真敏、三菱商事 100%子会社、以下MCM）は、オリジナル商品としてMCMが扱う内視鏡用処置具等をフレキシブルに把持するディスポーザブル補助器具「M（エム）アーム」と内視鏡用洗浄剤「MC（エムシー）クリーン」を7月13日より発売致しました。

両商品はMCMオリジナル商品の第1号、2号となります。

■医療処置具向け可動・補助器具「Mアーム」

医療現場のドクターの声から誕生した本品は、f-TUL(内視鏡を用いた経尿道的腎・尿管碎石術)等の手技時に処置具等を任意の目的位置に移動・把持ができます。プラスチック素材で全長は40cm、1本ごとの滅菌梱包になっており、クリップ部の内側は器具・器械が傷つかないよう保護パットが貼付してあります。再滅菌、分解・組立はできません。販売単位は一箱（10本入）ごとで、税別希望小売価格 19,800 円。本品は実用新案を取得しています。



Mアーム

■内視鏡用洗浄剤「MCクリーン」

内視鏡・手術用器具等の医療用器具類の浸漬洗浄剤である本品は、器具に付着した生体成分の汚れをプロテアーゼとアミラーゼの二つの酵素を配合し、短時間に汚れを強力に分解する低泡性中性洗剤です。使用済みパッケージボトルも環境と病院内の廃棄コスト軽減を考慮し、ボトル容量を約3分の1まで減少・押し潰しができるようにしました。販売単位は一箱（1本 4kg×2）ごとで、税別希望小売価格 20,000 円。デリケートな医療器具洗浄には最適な洗浄剤です。



MCクリーン

以上

◆ 本件問合せ先：エム・シー・メディカル株式会社

広報担当 鈴木広明

☎(03)5330-7898 fax(03)5330-7869 <mailto:suzuki@mcmed.co.jp>

MC Medical, Inc.