

内視鏡用洗剤

ダブル酵素配合

MCクリーン

低泡性 / 中性

無リン

[品番] MC02001



内視鏡用洗剤

MCクリーン

[品番] MC02001

内視鏡に付着した生体成分の汚れを分解するプロテアーゼとアミラーゼのダブル酵素を配合。短時間で汚れを強力に分解するので、内視鏡やデリケートな取り扱いを必要とする医療用器具類の洗浄に最適な、低泡性中性洗剤です。

ダブル酵素配合

低泡性 / 中性

無リン

内視鏡器具に



医療器具に



エム・シー・メディカル株式会社
〒160-8355 東京都新宿区西新宿7-5-25

製造 日本ケミファ株式会社

廃棄コストの軽減



このような状態で廃棄してください。

MC MEDICAL Original Product