

Highlights

LAP 02 1.2 02/2023-JP



CLICK*line* Instruments


Laparoscopic Hand Instruments

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE


CLICKlineインスツルメンツ



- 先端部のシャープな切れ味、確かな把持力
- 目的に応じてハンドルデザインと先端形状で7,000通り以上の組み合わせが可能
- モジュラーシステムのため取り扱いが簡便かつ経済的
- 互換性のあるデザインにより、様々な手術における使用をサポート




1
インサート互換性を有しているため経済的かつ汎用的



2
絶縁アウターシース
対アーク性ポリマー



3
ルアーロックコネクター
インスツルメンツの最適な洗浄が可能



4
ローテーティングホイール
360°の回転が可能



5
ワンタッチ
ロッキングリリースボタン
簡易的かつ速やかに分解が可能



6
電気手術器接続部
電気焼灼コードの干渉を低減



7
改良されたハンドルデザイン
全てのインスツルメンツにフィットし、手の疲労を軽減させたデザイン

診療科別お勧めキット:上部消化管

サイズ:5mm




33310NO
NOSHIRO剥離鉗子
ファイン

非常にファインな先端とカーブを有する。特に食道手術等、繊細かつ精緻な凝固操作と郭清を行うことが可能



33310ML
KELLY剥離把持鉗子 ロング
カーブジョウ 無傷性 両開きジョウ
膜、管腔組織、血管、癒着部位の剥離に特に有用。体腔内縫合時のアシスト用としても使用可能




33310LFD
把持鉗子 無傷性
波型ジョウ 両開きジョウ

波型のジョウの刻みにより、組織の挫滅が少ない愛護的かつ確実な把持が可能




上部消化管



33310CC
CROCE-OLMI把持鉗子
無傷性 有窓
カーブジョウ 片開きジョウ

ジョウ先端の上向きカーブにより胃、食道、腸等全ての臓器の確実かつ愛護的な把持、牽引が可能



33310IN
INAKI剥離把持鉗子
スレンダーカーブジョウ
無傷性 有窓
愛護的かつ高い把持力を有し、繊細かつ正確な剥離も可能なall in one鉗子



34310MS
METZENBAUM剪刀
カーブジョウ

スタンダードなカーブ剪刀。刃先がファインであり組織剥離に有用

診療科別お勧めキット:下部消化管

サイズ:5mm

**33310ML**

KELLY剥離把持鉗子 ロング
カーブジョウ 無傷性 両開きジョウ

膜、管腔組織、血管、癒着部位の
剥離に特に有用。体腔内縫合時の
アシスト用としても使用可能

**33310C**


腸把持鉗子 有窓

大きな組織の愛護的な把持、
ジョウを開いた状態での圧排に
有用


**26775UE**

凝固用エレクトロード
ヘラ型 プラント

半円形のディスタルチップ
安全で細かな剥離・凝固操作が
可能なカーブデザイン




下部消化管

**33310CC**

CROCE-OLMI把持鉗子
無傷性 有窓
カーブジョウ 片開きジョウ

ジョウ先端の上向きカーブにより
胃、食道、腸等全ての臓器の確実
かつ愛護的な把持、牽引が可能

**33310IN**

INAKI剥離把持鉗子
スレンダーカーブジョウ 無傷性 有窓

愛護的かつ高い把持力を有し、
繊細かつ正確な剥離も可能な
all in one鉗子

**34310MS**

METZENBAUM剪刀
カーブジョウ

スタンダードなカーブ剪刀。
刃先がファインであり組織剥離に
有用

診療科別お勧めキット:肝胆膵外科(胆嚢)

サイズ:5mm



10 mm

33310MD
KELLY剥離把持鉗子
無傷性 カーブジョウ 両開きジョウ
膜、管腔組織、血管、融着部位の剥離に用いる。ジョウ先端が短く鈍先のため、特に神経組織周囲の剥離に有用



24 mm

33310AF
把持鉗子 無傷性
有窓 両開きジョウ
ジョウ内部の大きな刻みにより、胆嚢把持に有用




37370DL
凝固用エレクトロード
サクシヨンチャンネル付 L型
組織を視認しやすい電極形状
組織・癒着部の切離、剥離に有用



27 mm

33310CC
CROCE-OLMI把持鉗子
無傷性 有窓
カーブジョウ 片開きジョウ
ジョウ先端の上向きカーブにより胃、食道、腸等全ての臓器の確実かつ愛護的な把持、牽引が可能



13 mm

33310UL
REDDICK-OLSEN剥離把持鉗子
パワフルグラスピング
ジョウ先端が短く刻みが鋭角で深いいため、把持力が非常に高い。肥厚組織の把持に有用



15 mm

34310MS
METZENBAUM剪刀
カーブジョウ
スタンダードなカーブ剪刀。刃先がファインであり組織剥離に有用



肝胆膵外科(胆嚢)


診療科別お勧めキット:呼吸器外科

サイズ:5mm

**33310ML**

KELLY剥離把持鉗子 ロング
カーブジョウ 無傷性 両開きジョウ

膜、管腔組織、血管、癒着部位の
剥離に特に有用。体腔内縫合時の
アシスト用としても使用可能

**33310OD**

把持鉗子 両開きジョウ 有窓
ジョウ内に超無傷性鋸歯

ジョウ内部の刻みが繊細であり、
愛護的かつ確実な把持、圧排が可能

**37370DB**

凝固用エレクトロード
サクシオンチャンネル付 ヘラ型プラント先

電極根元に絶縁被膜を施すこと
により、組織への意図しない通電
を低減。組織・癒着部の切離、鈍的
剥離、止血、吸引が可能

**呼吸器外科****33310KJ**

REDDICK-OLSEN剥離把持鉗子
浅薄ジョウ

ジョウ先端が薄く短いため、より
細かな把持が可能。動静脈周辺の
繊細な把持が可能

**33310UL**

REDDICK-OLSEN剥離把持鉗子
パワフルグラスピング

ジョウ先端が短く刻みが鋭角で
深いため、把持力が非常に高い。
肥厚組織の把持に有用


**34310MS**

METZENBAUM剪刀
カーブジョウ

スタンダードなカーブ剪刀。刃先が
ファインであり組織剥離に有用

診療科別お勧めキット:小児外科

サイズ:3.5mm



31310MD

KELLY剥離把持鉗子

膜、管腔組織、血管、融着部位の剥離に用いる。ジョウ先端が短く鈍先のため、特に神経組織周囲の剥離に有用



31310R

剥離把持鉗子 ライトアングル

ジョウ中央はストレートで先端のみアングルをつけた形状は、主に血管、脈管等の管腔組織の裏面剥離に有用




31310K

把持鉗子 無傷性 有窓

ジョウ全面に配した横溝によりジョウ全体で愛護的な把持、先端で繊細な把持が可能



小児外科



31310ON

把持鉗子 片開きジョウ 有窓
ジョウ内に超無傷性鋸歯

ジョウ内部の刻みが繊細であり、愛護的かつ確実な把持が可能。ファインであるためリンパ節郭清にも有用



31310FG

把持鉗子 無傷性 波状ジョウ

ジョウ内部の刻みは鋭角にデザインされ、主に肥厚した胆嚢把持に有用




31310MW

剪刃 カーブジョウ
鋸歯 コニカル

刃の内側の刻みにより、組織が滑りにくい。先端がファインなため、繊細な剥離操作に有用


診療科別お勧めキット:婦人科

サイズ:5mm

**33310ML**


KELLY剥離把持鉗子 ロング
カーブジョウ 無傷性 両開きジョウ

膜、管腔組織、血管、癒着部位の
剥離に特に有用。体腔内縫合時の
アシスト用としても使用可能

**33310MT**


剥離把持鉗子
ダックビルジョウ

ジョウの形状、刻みにより、摘出
するリンパ節の把持、部分的な
圧迫止血に有用

**33310ON**

把持鉗子 片開きジョウ 有窓
ジョウ内に超無傷性鋸歯

ジョウ内部の刻みが繊細であり、
愛護的かつ確実な把持、圧排が
可能

**婦人科****33310UM**

卵巢支持鉗子

先端部は有鉤になっており、大き
な筋腫や固い組織、卵巢の保持、
牽引に有用

**33310MA**

把持鉗子
コブラジョウ 1×2歯

膣管切開時など臓器の強力な把持
牽引が可能

**34310MS**

METZENBAUM剪刀
カーブジョウ

スタンダードなカーブ剪刀。刃先が
ファインであり組織剥離に有用

診療科別お勧めキット:泌尿器科

サイズ:5mm



33310ML

KELLY剥離把持鉗子 ロングカーブジョウ 無傷性 両開きジョウ

膜、管腔組織、血管、癒着部位の剥離に特に有用。体腔内縫合時のアシスト用としても使用可能



33310R

剥離把持鉗子
ライトアングル

ジョウ中央はストレートで先端のみアングルをつけた形状は、主に血管、脈管等の管腔組織の裏面剥離に有用



33510RG*

剥離把持鉗子
ライトアングル

ジョウ中央から連続した大きなアングル形状は、主に腎臓摘出術の際、腎動静脈の剥離に有用




泌尿器科



33310MG

把持鉗子 タイガージョウ
2×4歯 片開きジョウ

先端部の有鉤歯により、特に肥厚組織の把持や遊離された組織の摘出に有用



33310CC

CROCE-OLMI把持鉗子 無傷性
有窓 カーブジョウ 片開きジョウ

ジョウ先端の上向きカーブにより、胃、食道、腸等全ての臓器の確実かつ愛護的な把持、牽引が可能



34310MA

剪刀 スプーン型ブレード
カーブジョウ 鋸歯ジョウ

スプーン型ブレードは組織の視認性を高め、刃の内側の刻みにより組織が滑りにくい

33510RG*のシャフトサイズは10mm

プラスチックハンドル:絶縁



33121
プラスチックハンドル
ラチェット無



33122
プラスチックハンドル
ラチェット付



33123
プラスチックハンドル
ヘモστάットラチェット付



33126
プラスチックハンドル
ON/OFFラチェット付



33148
プラスチックハンドル
ヘモστάットラチェット付
アキシャル



33149
プラスチックハンドル
ラチェット無
アキシャル



33149P
プラスチックハンドル
ラチェット無
アキシャル
4ロックポジション付



33151
プラスチックハンドル
ラチェット無



33152
プラスチックハンドル
ラチェット付




33153
プラスチックハンドル
ヘモστάットラチェット付




33156
プラスチックハンドル
ON/OFFラチェット付

メタルハンドル:非絶縁




30131
メタルミニハンドル
ラチェット無




30132
メタルミニハンドル
ON/OFFラチェット付



33131
メタルハンドル
ラチェット無




33132
メタルハンドル
ラチェット付



33133
メタルハンドル
ヘモστάットラチェット付




33139
メタルハンドル
クイックラチェット付



33141
メタルハンドル
ON/OFFラチェット付



33163
メタルハンドル
ヘモστάットラチェット付




33166
メタルハンドル
ON/OFFラチェット付




33161
メタルハンドル
ラチェット無



33162
メタルハンドル
ラチェット付



33146
メタルハンドル
アキシャル
ヘモστάットラチェット付







33147
メタルハンドル
アキシャル ラチェット無

ORDERING INFORMATION-KITS: 2 mm & 3 mm

TIP I.D.

≡ 3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		メタルハンドル	
	長さ	ワーキングインサート	33161	33141
A BABCOCK把持鉗子 有窓 両開きジョウ 	30 cm	30340A	30361A	30371A
AS BABCOCK把持鉗子 有窓 両開きジョウ 	20 cm	30240AS	30261AS	
	20 cm	30340AS	30361AS	30371AS
AFG 把持鉗子 無傷性 有窓 両開きジョウ 	36 cm	30310AFG	30361AFG	30371AFG
C ROTHENBERG腸把持鉗子 非絶縁 両開きジョウ 	30 cm	30340C	30361C	30371C
CS ROTHENBERG腸把持鉗子 非絶縁 両開きジョウ 	20 cm	30340CS	30361CS	30371CS

ORDERING INFORMATION-KITS: 2 mm & 3 mm

TIP I.D.





3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル	
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151
DBS バイオブシーパンチ スルーカッティング 片開きジョウ  10 mm	20 cm	30310DBS	30321DBS	30351DBS
EH マイクロフック剪刀 片開きジョウ  6 mm	30 cm	30310EH	30321EH	30351EH
EHS マイクロフック剪刀 片開きジョウ  6 mm	20 cm	30310EHS	30321EHS	30351EHS

ORDERING INFORMATION-KITS: 2 mm & 3 mm

TIP I.D.




3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル		
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33156
FG 胆嚢把持鉗子 波状ジョウ 無傷性鋸歯 両開きジョウ 	30 cm	30310FG	30321FG	30351FG	30356FG
FGS 胆嚢把持鉗子 波状ジョウ 無傷性鋸歯 両開きジョウ 	20 cm	30310FGS	30321FGS	30351FGS	30356FGS
K 把持鉗子 有窓 両開きジョウ 	30 cm	30310K	30321K	30351K	30356K
KS 有窓 両開きジョウ 	20 cm	30310KS	30321KS	30351KS	30356KS

ORDERING INFORMATION-KITS: 2 mm & 3 mm

TIP I.D.


3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル		
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33156
KJS REDDICK-OLSEN剥離把持鉗子 両開きジョウ 	20 cm	30210KJS	30221KJS	30251KJS	30256KJS
KG 把持鉗子 有窓 両開きジョウ 	36 cm	30310KG	30321KG	30351KG	30356KG
MD KELLY剥離把持鉗子 無傷性 カーブジョウ 両開きジョウ 	30 cm	30310MD	30321MD	30351MD	30356MD
MDG KELLY剥離把持鉗子 無傷性 カーブジョウ 両開きジョウ 	36 cm	30310MDG	30321MDG	30351MDG	30356MDG

ORDERING INFORMATION-KITS: 2 mm & 3 mm

TIP I.D.

≡ 3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル		
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33156
MDS KELLY剥離把持鉗子 無傷性 カーブジョウ 両開きジョウ 	20 cm	30310MDS	30321MDS	30351MDS	30356MDS
ML KELLY剥離把持鉗子 ロング カーブジョウ 無傷性 両開きジョウ 	30 cm	30310ML	30321ML	30351ML	30356ML
MLG KELLY剥離把持鉗子 ロング カーブジョウ 無傷性 両開きジョウ 	36 cm	30310MLG	30321MLG	30351MLG	30356MLG
MLS KELLY剥離把持鉗子 ロング カーブジョウ 無傷性 両開きジョウ 	20 cm	30310MLS	30321MLS	30351MLS	30356MLS

TIP I.D.

3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

TIP I.D.

3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

MGG

把持鉗子 両開きジョウ 鋸歯ジョウ

14 mm

MSP

剪刀
カーブ コニカルポイントジョウ

15 mm

MSS

METZENBAUM剪刀
カーブ 両開きジョウ





6 mm

直径		プラスチックハンドル			メタルハンドル	
	■ 2 mm ■ 3 mm					
長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33156	33161	33141
36 cm	30310MGG				30361MGG	30371MGG

ORDERING INFORMATION-KITS: 2 mm & 3 mm

TIP I.D.

≡ 3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル		
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33156
MW 剪刀 カーブジョウ 鋸歯 コニカル 両開きジョウ 	30 cm	30310MW	30321MW	30351MW	
MWG 剪刀 カーブジョウ 鋸歯 コニカル 両開きジョウ 	36 cm	30310MWG	30321MWG	30351MWG	
MWS 剪刀 カーブジョウ 鋸歯 コニカル 両開きジョウ 	20 cm	30310MWS	30321MWS	30351MWS	
ON 剥離把持鉗子 有窓 鋸歯 ファイン無傷性ジョウ 片開きジョウ 	30 cm	30310ON	30321ON	30351ON	30356ON

TIP I.D.


≡ 3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

[illegible]

ORDERING INFORMATION-KITS: 2 mm & 3 mm

TIP I.D.

3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル			メタルハンドル	
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33156	33161	33141
RG 剥離鉗子 ライトアングル 両開きジョウ 	36 cm	30310RG	30321RG	30351RG	30356RG		
RS 剥離鉗子 ライトアングル 両開きジョウ 	20 cm	30310RS	30321RS	30351RS	30356RS		
UL REDDICK-OLSEN剥離把持鉗子 両開きジョウ 	30 cm	30310UL	30321UL	30351UL	30356UL		
ULG REDDICK-OLSEN剥離把持鉗子 両開きジョウ 	36 cm	30310ULG				30361ULG	30371ULG

TIP I.D.

≡ 3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

TIP I.D.		直径	プラスチックハンドル			メタルハンドル	
 ≡ 3mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております		■ 2 mm ■ 3 mm					
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33156	33161	33141
ULS REDDICK-OLSEN剥離把持鉗子 両開きジョウ 11 mm	20 cm	30310ULS	30321ULS	30351ULS	30356ULS		
VTS 幽門スプレッター兼把持鉗子 ジョウ内外に無傷性鋸歯 非絶縁 両開きジョウ 16 mm	20 cm	30340VTS				30361VTS	30371VTS

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
A BABCOCK把持鉗子 有窓 両開きジョウ  18 mm	30 cm	33210A	33221A	33251A	33226A	33256A	33261A
	36 cm	33310A	33321A	33351A	33326A	33356A	33361A
	43 cm	33410A	33421A	33351A	33426A	33456A	33461A
AA MOURET把持鉗子 ジョウ先端部のみ無傷性 有窓 スレンダージョウ 把持力の強い片開きジョウ  23 mm	36 cm	33310AA	33321AA	33351AA	33326AA	33356AA	33361AA
AB MOURET把持鉗子 ジョウ先端部のみ無傷性 有窓 スレンダージョウ 繊細な把持が可能  30 mm	36 cm	33310AB	33321AB	33351AB	33326AB	33356AB	33361AB
AF 把持鉗子 無傷性 有窓 両開きジョウ  24 mm	30 cm	33210AF	33221AF	33251AF	33226AF	33256AF	33261AF
	36 cm	33310AF	33321AF	33351AF	33326AF	33356AF	33361AF
	43 cm	33410AF	33421AF	33451AF	33426AF	33456AF	33461AF
	36 cm	33510AF*	33521AF	33551AF	33526AF	33556AF	33561AF

* 33510AFのジョウサイズは32mm

TIP I.D.

— 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

— 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております






16 mm

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております



	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
BC BABCOCK把持鉗子 両開きジョウ 	36 cm	33510BC					33561BC
BL BABCOCK把持鉗子 ロング 両開きジョウ 	36 cm	33510BL					33561BL
BLS BABCOCK把持鉗子 ラウンドジョウ ロング 両開きジョウ 	36 cm	33510BLS					33561BLS
C 腸把持鉗子 有窓 両開きジョウ 	20 cm	31110C*	31121C	31151C	31126C	31156C	31161C
	36 cm	31310C*	31321C	31351C	31326C	31356C	31361C
	30 cm	33210C	33221C	33251C	33226C	33256C	33261C
	36 cm	33310C	33321C	33351C	33326C	33356C	33361C
	43 cm	33410C	33421C	33451C	33426C	33456C	33461C

* 31110C、31310Cのジョウサイズは23mm

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.


5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
CB 腸把持鉗子 両開きジョウ 	36 cm	33510CB					33561CB
CC CROCE-OLMI把持鉗子 無傷性 有窓 カーブジョウ 片開きジョウ 	30 cm	33210CC	33221CC	33251CC	33226CC	33256CC	33261CC
	36 cm	33310CC	33321CC	33351CC	33326CC	33356CC	33361CC
	43 cm	33410CC	33421CC	33451CC	33426CC	33456CC	33461CC
CG 円錐型剥離把持鉗子 無傷性 中空ジョウ 両開きジョウ 	36 cm	33310CG	33321CG	33351CG	33326CG	33356CG	33361CG
CK 腸把持鉗子 有窓 ショート 両開きジョウ 	36 cm	33310CK	33321CK	33351CK	33326CK	33356CK	33361CK
	43 cm	33410CK	33421CK	33451CK	33426CK	33456CK	33461CK

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.



→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
CL CROCE-OLMI把持鉗子 有窓 ロング 片開きジョウ 	36 cm	33310CL	33321CL	33351CL	33326CL	33356CL	33361CL
CS CROCE-OLMI把持鉗子 有窓 ショート 片開きジョウ 	36 cm	33310CS	33321CS	33351CS			33361CS
D 把持鉗子 無傷性 ダブルスプーン型多歯両開きジョウ 	30 cm	33210D	33221D	33251D	33226D	33256D	33261D
	36 cm	33310D	33321D	33351D	33326D	33356D	33361D
	43 cm	33410D	33421D	33451D	33426D	33456D	33461D
DB BLAKESLEY剥離 バイオブシー鉗子 片開きジョウ 	36 cm	34310DB	34321DB	34351DB			34361DB
	43 cm	34410DB	34421DB	34451DB			34461DB

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
DF 剥離把持鉗子 無傷性 両開きジョウ 	36 cm	33310DF	33321DF	33351DF	33326DF	33356DF	33361DF
	43 cm	33410DF	33421DF	33451DF	33426DF	33456DF	33461DF
DH バイオブシーパンチ鉗子 	36 cm	34310DH	34321DH	34351DH			34361DH
	43 cm	34410DH	34421DH	34451DH			34461DH
DK DeBAKEY把持鉗子 無傷性 スレンダーカーブジョウ 両開きジョウ 	36 cm	33310DK	33321DK	33351DK	33326DK	33356DK	33361DK
DN 剥離把持鉗子 ドルフィンノーズ 両開きジョウ 	30 cm	33210DN	33221DN	33251DN	33226DN	33256DN	33261DN
	36 cm	33310DN	33321DN	33351DN	33326DN	33356DN	33361DN
	43 cm	33410DN	33421DN	33451DN	33426DN	33456DN	33461DN

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm




TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

TIP I.D.	直 径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	3.5 mm						
	5 mm						
	10 mm						
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
DS FRANGENHEIM バイオプシーパンチ鉗子 スルーカッティング	36 cm	34310DS	34321DS	34351DS			34361DS
DY DeBAKEY把持鉗子 無傷性 片開きジョウ	36 cm	33310DY	33321DY	33351DY	33326DY	33356DY	33361DY
	43 cm	33410DY	33421DY	33451DY	33426DY	33456DY	33461DY
DYD DeBAKEY把持鉗子 無傷性 両開きジョウ	36 cm	33310DYD	33321DYD	33351DYD	33326DYD	33356DYD	33361DYD
	43 cm	33410DYD	33421DYD	33451DYD	33426DYD	33456DYD	33461DYD

TIP I.D.

DZ
 バイオブシーパンチ鉗子
 2ピン歯付 片開きジョウ







直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
3.5 mm 5 mm 10 mm						
長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
36 cm	34310DZ	34321DZ	34351DZ			34361DZ
43 cm	34410DZ	34421DZ	34451DZ			34461DZ
36 cm	34310DZL	34321DZL	34351DZL			34361DZL
20 cm	31110EH*	31121EH	31151EH			31161EH
36 cm	31310EH*	31321EH	31351EH			31361EH
30 cm	34210EH	34221EH	34251EH			34261EH
36 cm	34310EH	34321EH	34351EH			34361EH
43 cm	34410EH	34421EH	34451EH			34461EH
30 cm	34210EK	34221EK	34251EK			34261EK
36 cm	34310EK	34321EK	34351EK			34361EK
43 cm	34410EK	34421EK	34451EK			34461EK

© KARL STORZ 96111050 LAP 2 1.2.jp 02/2023/MFL-JP-JP

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.


→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
ES マイクロフック剪刀  34410 ES 6 mm	36 cm	34310ES	34321ES	34351ES			34361ES
FG 胆嚢把持鉗子 無傷性 両開きジョウ  28 mm	36 cm	31310FG*	31321FG	31351FG	31326FG	31356FG	31361FG
	30 cm	33210FG	33221FG	33251FG	33226FG	31356FG	33261FG
	36 cm	33310FG	33321FG	33351FG	33326FG	33356FG	33361FG
	43 cm	33410FG	33421FG	33451FG	33426FG	33456FG	33461FG
FK 有鉤鉗子 2×3歯 ショート  21 mm	36 cm	33510FK					33561FK
FM 有鉤鉗子 2×3歯  26 mm	36 cm	33310FM	33321FM	33351FM	33326FM	33356FM	33361FM
	43 cm	33410FM	33421FM	33451FM	33426FM	33456FM	33461FM

* 31310FGのジョウサイズは17mm

TIP I.D.

FS
有鈎鉗子 2×3齒

[illegible]

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
GSG スプーン鉗子  32 mm	36 cm	34710GSG*					34761GSG
HM 剥離把持鉗子 アリゲータージョウ  18 mm	30 cm	33210HM	33221HM	33251HM	33226HM	33256HM	33261HM
	36 cm	33310HM	33321HM	33351HM	33326HM	33356HM	33361HM
	43 cm	33410HM	33421HM	33451HM	33426HM	33456HM	33461HM
IN INAKI剥離把持鉗子 スレンダーカーブジョウ 無傷性 有窓  32 mm	36 cm	33310IN	33321IN	33351IN	33326IN	33356IN	33361IN
J BERCI多目的把持鉗子 1×1歯  11 mm	36 cm	33310J	33321J	33351J	33326J	33356J	33361J

* 34710GSGは33700アウトターシースとのみ、使用可

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております


K
把持鉗子 両開きジョウ
無傷性 有窓



KG
MANGESHIKAR縫合器



KJ
REDDICK-OLSEN
剥離把持鉗子



KW
MATKOWITZ把持鉗子



直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
		3.5 mm	5 mm	10 mm		
長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
20 cm	31110K*	31121K	31151K	31126K	31156K	31161K
	36 cm	31310K*	31321K	31351K	31326K	31356K
	30 cm	33210K	33221K	33251K	33226K	33256K
	36 cm	33310K	33321K	33351K	33326K	33356K
36 cm						
43 cm						
36 cm	33310KG					33361KG
36 cm	33310KJ	33321KJ	33351KJ	33326KJ	33356KJ	33361KJ
	43 cm	33410KJ	33421KJ	33451KJ	33426KJ	33456KJ
36 cm	33310KW	33321KW	33351KW	33326KW	33356KW	33361KW

* 31110K、31310Kのジョウサイズは11mm

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm



TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
LF 把持鉗子 無傷性 波型ジョウ 片開きジョウ  30 mm	30 cm	33210LF	33221LF	33251LF	33226LF	33256LF	33261LF
	36 cm	33310LF	33321LF	33351LF	33326LF	33356LF	33361LF
	43 cm	33410LF	33421LF	33451LF	33426LF	33456LF	33461LF
LFD 把持鉗子 無傷性 波型ジョウ 両開きジョウ  30 mm	36 cm	33310LFD	33321LFD	33351LFD	33326LFD	33356LFD	33361LFD
	43 cm	33410LFD	33421LFD	33451LFD	33426LFD	33456LFD	33461LFD
M 把持鉗子 鋸歯ジョウ  14 mm	36 cm	33310M	33321M	33351M	33326M	33356M	33361M
MA 把持鉗子 コブラジョウ 1×2歯  17 mm	36 cm	33310MA	33321MA	33351MA	33326MA	33356MA	33361MA

TIP I.D.

MA
 剪刀 スプーン型ブレード
 カーブジョウ 鋸歯ジョウ



15 mm

35

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
ME 把持鉗子 鋸歯ジョウ 	30 cm	33210ME	33221ME	33251ME	33226ME	33256ME	33261ME
	36 cm	33310ME	33321ME	33351ME	33326ME	33356ME	33361ME
	43 cm	33410ME	33421ME	33451ME	33426ME	33456ME	33461ME
MF 剥離把持鉗子 無傷性 	36 cm	33310MF	33321MF	33351MF	33326MF	33356MF	33361MF
MG 把持鉗子 タイガージョウ 2×4歯 片開きジョウ 	36 cm	31310MG	31321MG	31351MG	31326MG	31356MG	31361MG
	30 cm	33210MG	33221MG	33251MG	33226MG	33256MG	33261MG
	36 cm	33310MG	33321MG	33351MG	33326MG	33356MG	33361MG
	43 cm	33410MG	33421MG	33451MG	33426MG	33456MG	33461MG
※3.5mmインサートの場合は13mmジョウ							
MH ストレート剥離把持鉗子 無傷性 	36 cm	33310MH	33321MH	33351MH	33326MH	33356MH	33361MH



ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
			3.5 mm 5 mm 10 mm				
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
ML KELLY剥離把持鉗子 ロング メリーランド  22 mm	20 cm	31110ML	31121ML	31151ML	31126ML	31156ML	31161ML
	36 cm	31310ML	31321ML	31351ML	31326ML	31356ML	31361ML
	30 cm	33210ML	33221ML	33251ML	33226ML	33256ML	33261ML
	36 cm	33310ML	33321ML	33351ML	33326ML	33356ML	33361ML
	43 cm	33410ML	33421ML	33451ML	33426ML	33456ML	33461ML
※3.5mmインサートの場合は 14mmジョウ							
MLL KELLY剥離把持鉗子 ロング  44 mm	36 cm	33510MLL					33561MLL
MN MOURET剥離把持鉗子 スレンダージョウ  16 mm	30 cm	33210MN	33221MN	33251MN	33226MN	33256MN	33261MN
	36 cm	33310MN	33321MN	33351MN	33326MN	33356MN	33361MN
	43 cm	33410MN	33421MN	33451MN	33426MN	33456MN	33461MN
MP 剥離把持鉗子 ドルフィンノーズ  10 mm	36 cm	33310MP	33321MP	33351MP	33326MP	33356MP	33361MP

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
MR 剥離把持鉗子 ダックビルジョウ  20 mm	36 cm	33310MR	33321MR	33351MR	33326MR	33356MR	33361MR
MS 剥離把持鉗子 ダックビルジョウ  15 mm	36 cm	33310MS	33321MS	33351MS	33326MS	33356MS	33361MS
	43 cm	33410MS	33421MS	33451MS	33426MS	33456MS	33461MS
MS METZENBAUM剪刀 カーブジョウ  15 mm	30 cm	34210MS	34221MS	34251MS			34261MS
	36 cm	34310MS	34321MS	34351MS			34361MS
	43 cm	34410MS	34421MS	34451MS			34461MS
MT 剥離把持鉗子 ダックビルジョウ  20 mm	36 cm	33310MT	33321MT	33351MT		33356MT	33361MT
MT 剪刀 鋸歯ジョウ  15 mm	36 cm	34310MT	34321MT	34351MT			34361MT



ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D. 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	3.5 mm 5 mm 10 mm						
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
MU 剥離把持鉗子 コニカルジョウ  20 mm	36 cm	33310MU	33321MU	33351MU	33326MU	33356MU	33361MU
MV 剥離把持鉗子 コニカルジョウ  14 mm	36 cm	33310MV	33321MV	33351MV	33326MV	33356MV	33361MV
MW 剥離把持鉗子 コニカルプラント 片開きジョウ  20 mm	36 cm	33310MW	33321MW	33351MW	33326MW	33356MW	33361MW
MW 剪刀 鋸歯カーブジョウ コニカルジョウ  15 mm ※3.5mmインサートの場合は 10mmジョウ	20 cm	31110MW	31121MW	31151MW			31161MW
	36 cm	31310MW	31321MW	31351MW			31361MW
	30 cm	34210MW	34221MW	34251MW			34261MW
	36 cm	34310MW	34321MW	34351MW			34361MW
	43 cm	34410MW	34421MW	34451MW			34461MW

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております


TIP I.D.	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
5mmインサートを基準にし、 ジョウの長さをmm単位で 計測しております		3.5 mm					
		5 mm					
		10 mm					
							
NO NOSHIRO剥離鉗子 ファイン	36 cm	33310NO	33321NO	33351NO	33326NO	33356NO	33361NO
 16 mm							
OD 把持鉗子 両開きジョウ 有窓 ジョウ内に超無傷性鋸歯	20 cm	31110OD*	31121OD	31151OD	31126OD	31156OD	31161OD
	36 cm	31310OD*	31321OD	31351OD	31326OD	31356OD	31361OD
	36 cm	33310OD	33321OD	33351OD	33326OD	33356OD	33361OD
 26 mm							
ON 把持鉗子 片開きジョウ 有窓 ジョウ内に超無傷性鋸歯	20 cm	31110ON	31121ON	31151ON	31126ON	31156ON	31161ON
	36 cm	31310ON	31321ON	31351ON	31326ON	31356ON	31361ON
	30 cm	33210ON	33221ON	33251ON	33226ON	33256ON	33261ON
	36 cm	33310ON	33321ON	33351ON	33326ON	33356ON	33361ON
	43 cm	33410ON	33421ON	33451ON	33426ON	33456ON	33461ON
 26 mm ※3.5mmインサートの場合は 16mmジョウ							
PM MANGESHIKAR把持鉗子 2×1歯	36 cm	33310PM	33321PM	33351PM	33326PM	33356PM	
 17 mm							

* 31110OD、31310ODのジョウサイズは19.8mm

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
PR 剥離把持鉗子 無傷性 	36 cm	33510PR					33561PR
R 剥離把持鉗子 ライトアングル 	20 cm	31110R	31121R	31151R	31126R	31156R	31161R
	36 cm	31310R	31321R	31351R	31326R	31356R	31361R
	30 cm	33210R	33221R	33251R	33226R	33256R	33261R
	36 cm	33310R	33321R	33351R	33326R	33356R	33361R
	43 cm	33410R	33421R	33451R	33426R	33456R	33461R
RG 剥離把持鉗子 ライトアングル 	36 cm	33510RG					33561RG
S マイクロ剥離剪刀 	36 cm	34310S	34321S	34351S			34361S

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております

	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
SF マイクロ剪刀 ロングジョウ ラウンドチップ  14 mm	36 cm	34310SF	34321SF	34351SF			34361SF
SL マイクロ剥離剪刀 カーブジョウ  7 mm	36 cm	34310SL	34321SL	34351SL			34361SL
SN SCHNEIDERリンパ節 把持用鉗子  22 mm	36 cm	33310SN	33321SN	33351SN	33326SN	33356SN	33361SN
SR 結石回収用鉗子  22 mm	36 cm	33510SR					33561SR

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D. H 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	3.5 mm 5 mm 10 mm						
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
SW SWOLIN把持鉗子 無傷性プラント型  23 mm	36 cm	33310SW	33321SW	33351SW	33326SW	33356SW	33361SW
TF 把持鉗子 卵巣など大きな組織の把持が可能  40 mm	36 cm	33310TF	33321TF	33351TF	33326TF	33356TF	33361TF
TH 把持鉗子 有窓  15 mm	36 cm	33510TH					33561TH
UK KOH尿道把持鉗子 絶縁ジョウ  21 mm	36 cm	33310UK	33321UK	33351UK	33326UK	33356UK	33361UK
UL REDDICK-OLSEN剥離把持鉗子  13 mm ※3.5mmインサートの場合は11mmジョウ	20 cm	31110UL	31121UL	31151UL	31126UL	31156UL	31161UL
	36 cm	31310UL	31321UL	31351UL	31326UL	31356UL	31361UL
	30 cm	33210UL	33221UL	33251UL	33226UL	33256UL	33261UL
	36 cm	33310UL	33321UL	33351UL	33326UL	33356UL	33361UL
	43 cm	33410UL	33421UL	33451UL	33426UL	33456UL	33461UL

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

→ 5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております




	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキングインサート	33121	33151	33126	33156	33161
UM 卵巣支持鉗子 	30 cm	33210UM	33221UM	33251UM	33226UM	33256UM	33261UM
	36 cm	33310UM	33321UM	33351UM	33326UM	33356UM	33361UM
	43 cm	33410UM	33421UM	33451UM	33426UM	33456UM	33461UM
	36 cm	33510UM*					33561UM
UN SAWALHE組織把持鉗子 	36 cm	33510UN					33561UN
UO 支持鉗子 ショートジョウ 	36 cm	33510UO					33561UO
UY UYAMA剥離鉗子 ロングジョウ 	36 cm	33310UY	33321UY	33351UY	33326UY	33356UY	33361UY
VA 卵巣把持鉗子 	36 cm	33310VA	33321VA	33351VA	33326VA	33356VA	33361VA
	43 cm	33410VA	33421VA	33451VA	33426VA	33456VA	33461VA

* 33510UMのジョウサイズは32mm

ORDERING INFORMATION-KITS: 3.5, 5 & 10 mm

TIP I.D.

5mmインサートを基準にし、ジョウの長さをmm単位で計測しております







	直径		プラスチックハンドル				メタルハンドル
	長さ	ワーキング インサート	33121	33151	33126	33156	33161
VK 癒着部位の剥離把持用 片ジョウのみ有窓 	36 cm	33310VK	33321VK	33351VK	33326VK	33356VK	33361VK
VT 卵管把持鉗子 	36 cm	33310VT	33321VT	33351VT	33326VT	33356VT	33361VT
WT 把持鉗子 無傷性鋸歯 波型ジョウ 片開きジョウ 	36 cm	33310WT	33321WT	33351WT	33326WT	33356WT	33361WT
WTD 把持鉗子 無傷性鋸歯 波型ジョウ 両開きジョウ 	36 cm	33310WTD	33321WTD	33351WTD	33326WTD	33356WTD	33361WTD

KOH Macro Needle Holder

dismantling

サイズ:5mm 長さ:33/43cm

トロカールサイズ 6mm用

長さ	ハンドル		
	30173AR	30173AL	30173AO
33 cm			
43 cm			



片開きジョウ

ワーキングインサート	ハンドル付セット番号		
30173R	30173RAR	30173RAL	30173RAO
30178R	30178RAR	30178RAL	30178RAO
	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドインサート 右カーブジョウ		
30173L	30173LAR	30173LAL	30173LAO
30178L	30178LAR	30178LAL	30178LAO
	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドインサート 左カーブジョウ		
30173F	30173FAR	30173FAL	30173FAO
30178F	30178FAR	30178FAL	30178FAO
	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドインサート ストレートジョウ		
30173G	30173GAR	30173GAL	30173GAO
	KOH マクロアシスタントニードルホルダー ストレートジョウ		

KOH Macro Needle Holder

dismantling

サイズ:5mm 長さ:33/43cm
トロカールサイズ 6mm用


長さ	ハンドル		
	30173PR	30173PL	30173PO
33 cm			
43 cm			

片開きジョウ

ワーキングインサート	ハンドル付セット番号		
30173R	30173RPR	30173RPL	30173RPO
30178R	30178RPR	30178RPL	30178RPO
	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドインサート 右カーブジョウ		
30173L	30173LPR	30173LPL	30173LPO
30178L	30178LPR	30178LPL	30178LPO
	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドインサート 左カーブジョウ		
30173F	30173FPR	30173FPL	30173FPO
30178F	30178FPR	30178FPL	30178FPO
	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドインサート ストレートジョウ		
30173G	30173GPR	30173GPL	30173GPO
	KOH マクロアシスタントニードルホルダー ストレートジョウ		

メタルアウターシース

サイズ:5mm



K30173A

- 30173A **メタルアウターシース** 洗浄用ルアーロックコネクター付
 サイズ:5mm 長さ:33cm
- 30178A **同上** 長さ:43cm

KOH Macro Needle Holders

サイズ:5mm 長さ:33/43cm

トロカールサイズ 6mm用

新型5mm KOH マクロニードルホルダーはエルゴノミックデザインにより針と糸の正確な把持が可能です。ブランチの精度と新しいロックメカニズムにより針を容易かつ正確に操作することができます。

KOH ウルトラマイクロインスツルメントセットは、特に腹腔鏡下手術における高度な要求を満たすため開発され、繊細な組織を縫合することができるデザインとなっています。

特長:


- 高い剛性感がありながら、安全かつ確実なニードルポジショニングが可能なタングステンカーバイドジョウ
- ラチェット開放メカニズムにより容易かつ安全なニードルポジショニングを実現
- 快適な操作性を実現したエルゴノミックハンドルデザイン

長さ	インスツルメント	
33 cm		
43 cm		
ディスタルチップ	インスツルメント	
	26173KAF	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドジョウ
	26178KAF	エルゴノミックストレートハンドル ラチェット開放メカニズム 右側ラチェットポジション ストレートジョウ
	26173KAL	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドジョウ
	26178KAL	エルゴノミックストレートハンドル ラチェット開放メカニズム 右側ラチェットポジション 左カーブジョウ
	26173KAR	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドジョウ
	26178KAR	エルゴノミックストレートハンドル ラチェット開放メカニズム 左側ラチェットポジション 右カーブジョウ

Needle Holder with Righting Function

特長:

- ロータリーホイールを回転させることで、把持した針の向きの微調整が可能
- 力まず正確な操作が可能なハンドルデザイン
- スムースかつ正確なラチェット操作により、針の把持位置の調整が可能


長さ	インスツルメント	
33 cm		
ディスタルチップ	インスツルメント	
	26173HA	マクロニードルホルダー 針調整機能付 ストレートハンドル ラチェット付 サイズ:5mm 長さ:33cm

KOH Macro Needle Holders, KOH Assistant Needle Holder

サイズ:5mm 長さ:33/43cm
トロカールサイズ 6mm用

長さ	インスツルメント
33 cm	
43 cm	

ディスタルチップ	インスツルメント	
	26173KPF	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドジョウ エルゴノミックピストルハンドル ラチェット開放メカニズム
	26178KPF	左側ラチェットポジション ストレートジョウ
	26173KPL	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドジョウ エルゴノミックピストルハンドル ラチェット開放メカニズム
	26178KPL	左側ラチェットポジション 左カーブジョウ
	26173KPR	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドジョウ エルゴノミックピストルハンドル ラチェット開放メカニズム
	26178KPR	右側ラチェットポジション 右カーブジョウ
	NEW 26173KG	KOH マクロニードルホルダー エルゴノミックピストルハンドル ラチェット開放メカニズム 左側ラチェットポジション 有窓デザインジョウ

長さ	インスツルメント
33 cm	

ディスタルチップ	インスツルメント	
	26173KL	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドジョウ ラチェット付エルゴノミックハンドル 左カーブジョウ ラチェットポジショントップ
	26173KC	KOH マクロニードルホルダー タングステンカーバイドジョウ ラチェット付エルゴノミックハンドル 右カーブジョウ ラチェットポジションボトム

SZABO-BERCI Needle Holders

“PARROT-JAW®”

サイズ:5mm 長さ:33cm
トロカールサイズ 6mm用

長さ	インスツルメント
33 cm	

ディスタルチップ	インスツルメント	
	26173SC	SZABO-BERCI ニードルホルダー“パロットジョウ” ストレートハンドル ラチェット付
	26173CQ	SZABO-BERCI ニードルホルダー“パロットジョウ” ストレートハンドル ラチェット付

SZABO-BERCI Assistant Needle Holders “FLAMINGO-JAW®”

サイズ:5mm 長さ:33cm
トロカールサイズ 6mm用

長さ	インスツルメント	
33 cm		
ディスタルチップ	インスツルメント	
	26173QR	SZABO-BERCI アシスタントニードルホルダー“フラミンゴジョウ” ストレートハンドル ラチェット付
	26173DQ	SZABO-BERCI アシスタントニードルホルダー“フラミンゴジョウ” ストレートハンドル ラチェットなし
	26173SD	SZABO-BERCI アシスタントニードルホルダー“フラミンゴジョウ” ストレートハンドル ラチェットなし

注記:
太い針の把持はインスツルメントの破損の原因となります。針サイズの適合性について詳しくは該当する添付文書をご参照ください。

アウターシース/その他アクセサリ

絶縁アウターシース

ルアーロックコネクター付



Product No.	Description
31100	3.5 mm x 20 cm
31300	3.5 mm x 36 cm
33200	5 mm x 30 cm
33300	5 mm x 36 cm
33400	5 mm x 43 cm
33500	10 mm x 36 cm
33700*	10 mm x 36 cm

メタルアウターシース

ルアーロックコネクター付



Product No.	Description
31100M	3.5 mm x 20 cm
31300M	3.5 mm x 36 cm
33200M	5 mm x 30 cm
33300M	5 mm x 36 cm
33400M	5 mm x 43 cm
33500M	10 mm x 36 cm

ディスタンスマーカ付

ルアーロックコネクター付



Product No.	Description
33300CM	5 mm x 36 cm 絶縁
33400CM	5 mm x 43 cm 絶縁
33300CMM	5 mm x 36 cm 非絶縁
33400CMM	5 mm x 43 cm 非絶縁
33500CM	10 mm x 36 cm 非絶縁

* 33700は33710BL、33710DU、33710SG、34710GSGとのみ接続可

モノポーラ電極用コード

	Product No.	Description
	26002M	モノポーラ電極用コード ERBE製(古いタイプ) ならびにEllman製用 4mmプラグ 長さ:300cm
	26004M	モノポーラ電極用コード Martin製電気メス用 4mmプラグ 長さ:300cm
	26005M	モノポーラ電極用コード KARL STORZ製 オートコンシステム: オートコンIII用 5mmプラグ 長さ:300cm
	26006M	モノポーラ電極用コード KARL STORZ製 オートコンシステム: オートコンIII用 8mmプラグ 長さ:300cm



Access Devices


Part No	Size	Description
11603GZS	2.5 mm x 5 cm	ピラミッド型チップ ルアーロックコネクター付
11603GK	2.5 mm x 4 cm	ピラミッド型チップ ルアーロックコネクター付
30114GNG	3.5 mm x 10 cm	ピラミッド型チップ ルアーロックコネクター付
30217KAK	3.5 mm x 10 cm	CARVAHLOTロカール プラント型チップ ルアーロックコネクターなし
30114GNS	3.5 mm x 5 cm	プラント型チップ
30117GPM	3.9 mm x 7.5 cm	ピラミッド型チップ ルアーロックコネクター付
30160GZS	6.0 mm x 5 cm	ピラミッド型チップ ルアーロックコネクター付
30160GZG	6.0 mm x 10 cm	ピラミッド型チップ ルアーロックコネクター付
30120MLS	6.0 mm x 10.5 cm	TERNAMIAN EndoTIP カニユーレ 気腹用ストップコック付
30120MSS	6.0 mm x 6.5 cm	TERNAMIAN EndoTIP カニユーレ 気腹用ストップコック付
30103MA	11 mm x 10.5 cm	コニカル型チップ マルチファンクションバルブ
30103GZG	11 mm x 10 cm	ピラミッド型チップ



Facial Closure Device

Part No	Size	Description
26173AM	2.8 mm x 17 cm	BERCI筋膜クローサー トロカールサイトの縫合用

Notes



実施する医療行為への適合性を確認した後、本機器を使用することを推奨します。

製造販売業者:

カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-7-2 ステージビルディング 8F

Phone: 03 (6380) 8622 (代)

Fax: 03 (6380) 8633

E-Mail: info-jp@karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Phone: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com