

SureClip

シュアクリップ

製品紹介



掴み直し可能

最適な位置にクリッピング

スムーズな回転機能

厳しい屈曲部でも360°回転

ダイレクトクリッピング

セットアップ不要

ショートステム

止血部位の視認性向上

Mini: 5.45mm / Standard: 5mm / Plus: 7.3mm

止血、縫縮等、様々な場面で有用



SureClip

品番	タイプ	有効長 (mm)	開口幅 (mm)	適合鉗子口径 (mm)
RO-C26195C	Mini	1950	8	2.8
RO-C26235C		2350		
RO-D26195C	Standard	1950	11	2.8
RO-D26235C		2350		
RO-F26195C	Plus	1950	16	2.8
RO-F26235C		2350		

■販売名 : シュアクリップ
 ■承認番号 : 23000BZX00256000
 ■薬事分類 : 高度管理医療機器



静磁場強度 : 1.5Tまたは3.0T
 空間磁場勾配 : 40T/m(4000ガウス/cm)以下
 最大全身平均比吸収率(WBA SAR) : 2W/Kg以下

・本品は再使用不可のディスポーザブル製品です。・本品の使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。・本品の仕様・外装に関しては予告なく変更する場合があります。