

# Biopsy needles

生検針 総合カタログ




# Leap Cut リープカット

## ディスポーザブル オートマチック生検針

医療機器認証番号：304AGBZX00087000

販売名：リープディスポーザブル生検針



操作性に優れ、  
目的部位への刺入も  
容易な構造の  
ディスポーザブル  
生検針です



### 片手操作が容易

スライドの面積が大きく、左右に並列し、手のひらからの距離も変わらないため、片手操作が容易です



### 2つの作動ボタン

持ち方に合わせて作動ボタンが選択可能です。作動ボタンはGサイズの色コードになっています



### ノッチ形状ハンドル

ハンドル前部底面のノッチにより、TRUSプローブとの干渉が軽減されるため、目的部位への刺入が容易です

## Ordering Information

| 注文番号     | タイプ      | 射出長  | 入数 |
|----------|----------|------|----|
| LPGF1410 | 14G×10cm | 22mm | 5本 |
| LPGF1416 | 14G×16cm |      |    |
| LPGF1610 | 16G×10cm |      |    |
| LPGF1616 | 16G×16cm |      |    |
| LPGF1620 | 16G×20cm |      |    |

| 注文番号     | タイプ      | 射出長  | 入数 |
|----------|----------|------|----|
| LPGF1810 | 18G×10cm | 22mm | 5本 |
| LPGF1816 | 18G×16cm |      |    |
| LPGF1820 | 18G×20cm |      |    |
| LPGF1825 | 18G×25cm |      |    |
| LPGF2010 | 20G×10cm |      |    |
| LPGF2016 | 20G×16cm |      |    |

# Leap Core リープコア

## ディスポーザブル セミオートマチック生検針

医療機器認証番号：304AGBZX00087000

販売名：リープディスポーザブル生検針



### 2種類の射出長

採取部位に応じて射出長の切り替えが可能です  
(10mm/20mm)



### ハーフ オープン ハンドル

術中の取り扱いを容易にします

## Ordering Information

| 注文番号      | タイプ      | 射出長           | 入数  |
|-----------|----------|---------------|-----|
| LPSAF1410 | 14G×10cm | 10mm/<br>20mm | 10本 |
| LPSAF1416 | 14G×16cm |               |     |
| LPSAF1610 | 16G×10cm |               |     |
| LPSAF1616 | 16G×16cm |               |     |
| LPSAF1620 | 16G×20cm |               |     |

| 注文番号      | タイプ      | 射出長           | 入数  |
|-----------|----------|---------------|-----|
| LPSAF1810 | 18G×10cm | 10mm/<br>20mm | 10本 |
| LPSAF1816 | 18G×16cm |               |     |
| LPSAF1820 | 18G×20cm |               |     |
| LPSAF2010 | 20G×10cm |               |     |
| LPSAF2016 | 20G×16cm |               |     |

# Leap Needle リープニードル

## リユーザブル生検装置用 交換針

医療機器認証番号：304AGBZX00087000

販売名：リープディスポーザブル生検針




## Ordering Information

| 注文番号      | タイプ      | 入数  |
|-----------|----------|-----|
| LPMNF1410 | 14G×10cm | 20本 |
| LPMNF1416 | 14G×16cm |     |
| LPMNF1610 | 16G×10cm |     |
| LPMNF1616 | 16G×16cm |     |
| LPMNF1620 | 16G×20cm |     |

| 注文番号      | タイプ      | 入数  |
|-----------|----------|-----|
| LPMNF1810 | 18G×10cm | 20本 |
| LPMNF1816 | 18G×16cm |     |
| LPMNF1820 | 18G×20cm |     |
| LPMNF1825 | 18G×25cm |     |
| LPMNF2010 | 20G×10cm |     |
| LPMNF2016 | 20G×16cm |     |
| LPMNF2020 | 20G×20cm |     |

射出長は組み合わせて使用する自動生検針により異なります

製造販売元



〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー12階  
TEL: 03-5715-2800 FAX: 03-5715-2801

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 北日本支店 ☎ 022-791-0251   | 関 東 支 店 ☎ 048-290-1521 |
| 東 京 支 店 ☎ 03-5665-7080 | 名古屋支店 ☎ 052-962-7855   |
| 大 阪 支 店 ☎ 06-6271-7855 | 九 州 支 店 ☎ 092-624-4100 |