

SNARES

スネア




| Suitable Approach for Cold Polypectomy

コールドポリペクトミー専用スネア

| Thin Wire for Clean Snaring

コールドスネアは、極細ワイヤー（0.23mm）で
シャープなポリープ切除が可能




| Stiff or Standard Wire - You Decide

ホットスネアは、ニーズに合わせて2種類のワイヤーを用意

| Various Sizes for All Needs

複数のサイズバリエーションから、様々な病変に合わせた選択が可能
オーバル形状によりしっかりと展開
適切なサイズを使用することでストレス軽減



ORDER DETAILS

COLD SNARE

品番	先端形状	有効長 (mm)	スネア幅 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	シース外形 (mm)	希望小売価格	JANコード
CS3-11023230	ダイヤモンド	2300	10	2.8	2.3	¥31,000 (10本入)	4580473865451
CS3-11523230			15				4580473865468

■販売名：コールドスネア

■届出番号：13B1X000880MC002

■薬事分類：一般医療機器

HOT SNARE (STIFF)

品番	先端形状	有効長 (mm)	スネア幅 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	シース外形 (mm)	希望小売価格	JANコード
PFS01-01023230	オーバル	2300	10	2.8	2.3	¥27,000 (10本入)	4580473865673
PFS01-01523230			15				4580473865680
PFS01-02023230			20				4580473865697
PFS01-02423230			24				4580473865703
PFS01-03023230			30				4580473865710

HOT SNARE (STANDARD)

品番	先端形状	有効長 (mm)	スネア幅 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	シース外形 (mm)	希望小売価格	JANコード
PFS02-01023230	オーバル	2300	10	2.8	2.3	¥27,000 (10本入)	4580473865734
PFS02-01523230			15				4580473865741
PFS02-02023230			20				4580473865758
PFS02-02423230			24				4580473865765
PFS02-03023230			30				4580473865772

■販売名：高周波スネア

■認証番号：230AGBZX00118000

■薬事分類：管理医療機器



製造販売業者



エム・シー・メディカル株式会社

〒108-0075

東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー12階

Tel:03-5715-2813/Fax:03-5715-2816

www.mcmed.co.jp

製造業者



Micro-Tech(Nanjing)Co.,Ltd

■本品はEOG滅菌済のディスポーザブル製品です。

■本品の使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。

■本品の仕様・外装に関しては予告なく変更する場合があります。

VER SN1.2-20190424